

| Código Abreviado | Código SAP | Denominación Completa | UM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------|------------|--|----|---|
| CP-R | 30107253 | Estandar de referencia USP compuesto relacionado B de FDG | MG | Composición: Estándar compuesto relacionado B de FDG. Características: Estandar de referencia para la determinación de impureza potencial del proceso de Síntesis de Fludesoxiglucosa F18. Uso: control de calidad del Radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa según metodología analítica USP vigente. |
| CP-R | 30107254 | p - ANISIDINA | G | Composición: P - Anisidina. Características: Reactivo para prueba de identificación Radioquímica del radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa Uso: Control de calidad del radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa según metodología analítica USP vigente. |
| CP-R | 30107255 | Columna para HPLC L46 | UN | Composición: Poliestireno/divinilbenceno substrato aglomerado con amina cuaternaria funcionalizado con latex. Características: Accesorio para la determinación del compuesto relacionado B de FDG, como potencial contaminante en la síntesis del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa. Dimensiones: columna analítica de l = 4 mm x 25 cm, Φ = 10 μ m Uso: control de calidad del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa de acuerdo a la USP vigente |
| CP-R | 30107256 | Detector electroquímico con celda de pulso amperométrico para HPLC | UN | Composición: Detector electroquímico con celda de pulso amperométrico para HPLC. Características: Accesorio para la determinación del compuesto relacionado B de FDG, como potencial contaminante en la síntesis del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa. Uso: control de calidad del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa de acuerdo a la vigente |
| CP-R | 30107257 | Columna para CG | UN | Composición: Columna de Silice fundida de 0.53 mm x 30 m recubierta con una fase estacionaria G16 químicamente reticulada de 0.25 μ m. Características: Accesorio para la determinación de solventes residuales , como potenciales contaminantes en la síntesis del radiofármaco 18F- Fludesoxiglucosa. Uso: control de calidad del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa de acuerdo a la USP vigente |

